

# TECHNISCHE DETAILS

	CertoClav 12 l	CertoClav 18 l	MultiControl 12 l	MultiControl 18 l
Temperatur-/ Druckstufen	115°C (0,7 bar)* 121°C (1,2 bar)* 125°C (1,4 bar) 140°C (2,7 bar)		Temperatur frei steuerbar von Zimmertemperatur bis 140°C (2,7 bar)	
Prüfdruck	4,1 bar		4,1 bar	
Entlüftungsverfahren	Strömungsverfahren		fraktioniertes Strömungsverfahren	
Anwendungsbereiche	Sterilisation, Nährmedienaufbereitung, Müllsterilisation		Sterilisation, Nährmedienaufbereitung, Materialprüfung (ICP-TM 610, HAST Test, GLB-AL 631), Langzeitzyklen	
Sterilisiergut	Massive Instrumente auch einfach verpackt, Flüssigkeiten (Nährmedien), Flaschen, Geräte, Müll		Massive Instrumente auch einfach verpackt, Flüssigkeiten (Nährmedien), Flaschen, Geräte, Müll	
Ø (innen)	24 cm		24 cm	
Innenhöhe	26 cm	39 cm	26 cm	39 cm
Diagonale	35 cm	46,5 cm	35 cm	46,5 cm
Gewicht	7 kg	9 kg	8 kg	10 kg
Material	Aluminium No. 3103 nach DIN 1725		Aluminium No. 3103 nach DIN 1725	
Heizung	integriert		integriert	
Nennspannung	230 V AC, 50-60 Hz		230 V AC, 50-60 Hz	
Leistung	1900 Watt		1900 Watt	
Temperaturanzeige	Präzisionsthermometer		Elektronische Anzeige	
Druckanzeige	Präzisionsmanometer		Präzisionsmanometer	
Sicherheit	4-fache Drucksicherung		4-fache Drucksicherung	
Lieferumfang	Instrumentenplatte mit 3 Standfüßen und Wasserstandsindikator		Instrumentenplatte mit 3 Standfüßen und Wasserstandsindikator	
Bestellnummer	8501312*	8501318*	8502312	8502318

\* Sonderventil. Bei Bestellung angeben. Bestellnummern: 12 l = 8501312A; 18 l = 8501318A

CertoClav kann nicht auf CertoClav MultiControl nachgerüstet werden.

## KONTAKT

**CERTOCLAV®**

Certoclav Sterilizer GmbH  
Georg Grinninger-Str. 37  
A-4050 Traun  
Tel.: +43 (0)7229 689  
www.certoclav.com

**Technischer Kundendienst, Individualanfertigungen, Händlernachweis:**

Christina Bokesch, Tel.: +43 (0)7229 689-26, Fax: +43 (0)7229 689-20,  
Email: bokesch@certoclav.com

**Product Manager:** Klaus David, Tel.: +43 (0)7229 689-28, Email: david@certoclav.com

**Bedienungsanleitung, technische Informationen und Gebrauchsvideos finden Sie auf**  
[www.certoclav.com](http://www.certoclav.com).