

**Vertikale Laborautoklaven**

CertoClav Laborautoklav EL (Thermostat gesteuert)							
Art.-Nr.	Artikel	Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8501312	<b>CertoClav</b> EL 12 I GS 125/140 °C	2 Festprogramme	125°C oder 140°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.040,00</b>
8501412	<b>CertoClav</b> EL 12 I GS 125/140 °C – SET inklusive Drahtkorb	2 Festprogramme	125°C oder 140°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.148,00</b>
8501312A	<b>CertoClav</b> EL 12 I GS 115/121 °C	2 Festprogramme	115°C oder 121°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.040,00</b>
8501412A	<b>CertoClav</b> EL 12 I GS 115/121 °C - SET inklusive Drahtkorb	2 Festprogramme	115°C oder 121°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.148,00</b>
8501318	<b>CertoClav</b> EL 18 I GS 125/140 °C	2 Festprogramme	125°C oder 140°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.467,00</b>
8501418	<b>CertoClav</b> EL 18 I GS 125/140 °C - SET inklusive Drahtkorb	2 Festprogramme	125°C oder 140°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.540,00</b>
8501318A	<b>CertoClav</b> EL 18 I GS 115/121 °C	2 Festprogramme	115°C oder 121°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.467,00</b>
8501418A	<b>CertoClav</b> EL 18 I GS 115/121 °C - SET inklusive Drahtkorb	2 Festprogramme	115°C oder 121°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.540,00</b>

CertoClav Laborautoklav MultiControl (Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor)							
Art.-Nr.	Artikel	Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8502312A	<b>CertoClav</b> MultiControl 12 I	6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>3.577,00</b>
8502412A	<b>CertoClav</b> MultiControl 12 I - SET inklusive Drahtkorb	6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>3.643,00</b>
8502318A	<b>CertoClav</b> MultiControl 18 I	6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>3.928,00</b>
8502418A	<b>CertoClav</b> MultiControl 18 I - SET inklusive Drahtkorb	6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>3.996,00</b>

CertoClav Laborautoklav Essential							
Art.-Nr.	Artikel					Passend zu	Preis €
8510173	<b>CertoClav</b> Essential 12 I	ERSETZT durch <b>CertoClav</b> MultiControl (Art. Nr. 8502312A)				<b>NICHT MEHR VERFÜGBAR</b>	
8510183	<b>CertoClav</b> Essential 18 I	ERSETZT durch <b>CertoClav</b> MultiControl (Art. Nr. 8502318A)				<b>NICHT MEHR VERFÜGBAR</b>	

Zubehör für vertikale Laborautoklaven								
Art.-Nr.	Artikel					Passend zu	Preis €	
8583010	<b>Drahtkorb mit Griff</b>	ø 23 cm	Edelstahl 18/10		EL, MultiControl		<b>158,90</b>	
1250499	<b>Service Set 1</b>	Dichtung für Deckel, Abdampfhahn, Manometer und Abdampfventil		Dichtungen für eine Deckelwartung		EL, MultiControl		<b>44,00</b>
8582020	<b>Abdampfbehälter</b>	Volumen: 5 l	mit Abdampfschlauch		EL, MultiControl		<b>276,90</b>	
8582016	<b>Abdampfschlauch</b>	Länge: 1 m			Abdampfbehälter (8582020)		<b>32,90</b>	
8500210	<b>PC-Software Pro</b>	ermöglicht mehrstufige Programme (mehrere Zeit- und Temperatur Schritte)		unbefristeter Lizenzschlüssel		MultiControl		<b>242,90</b>
1300187	<b>Protokolldrucker</b>	zur Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier		Externes Gerät		MultiControl		<b>316,90</b>
8500496	<b>Thermopapier</b>	10 Rollen à 40 m				Protokolldrucker (1300187)		<b>12,50</b>
8582010	<b>Ablufffilter</b>	inklusive Abdampfbehälter und Abdampfschlauch		0,01 Mikron		MultiControl		<b>500,50</b>
8582011	<b>Filterkartusche</b>	0,01 Mikron				Ersatz für Abluffilter (8582010)		<b>264,50</b>

Preise ab Werk exkl. MwSt.  
Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

**Vertikale Laborautoklaven**

CertoClav Laborautoklav Classic (Thermostat gesteuert mit Zeitschaltuhr)							
Art.-Nr.	Artikel	Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510174	<b>CertoClav Classic 125/140 °C</b>	2 Festprogramme	125°C oder 140°C	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	<b>2.040,00</b>
8510184	<b>CertoClav Classic 115/121 °C</b>	2 Festprogramme	115°C oder 121°C	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	<b>2.040,00</b>
CertoClav Laborautoklav MultiControl 2 (Frei programmierbar, Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor)							
Art.-Nr.	Artikel	Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510175	<b>CertoClav MultiControl 2</b>	inklusive Controller MC2 6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	<b>2.928,00</b>
8510298	<b>CertoClav MultiControl 2 Touch</b>	inklusive Controller MC2, 7" Touchscreen, Cloud Basic 6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	<b>3.288,00</b>
CertoClav Laborautoklav Connect (Vollautomatisch mit Cloud-Dokumentation)							
Art.-Nr.	Artikel	Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510176	<b>CertoClav Connect</b>	inklusive 7" Touchscreen, Cloud Basic 6 Festprogramme 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	25 x 35 cm	<b>3.488,00</b>
Zubehör für vertikale Laborautoklaven							
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €				
1300149	<b>Drahtkorb mit Griff</b>	ø 25 cm Edelstahl 18/10	Classic, MultiControl 2, MultiControl 2 Touch, Connect <b>158,90</b>				
1310186	<b>Service Set 2</b>	Dichtung für Deckel, Abdampfhahn, Manometer, Regel-, Abdampf- und Sicherheitsventil Dichtungen für eine Deckelwartung	Classic, MultiControl 2, MultiControl 2 Touch, Connect <b>61,50</b>				
8582020	<b>Abdampfbehälter</b>	Volumen: 5 l mit Abdampfschlauch	Classic, MultiControl 2, MultiControl 2 Touch, Connect <b>276,90</b>				
8582016	<b>Abdampfschlauch</b>	Länge: 1 m	Abdampfbehälter (8582020) <b>32,90</b>				
8500210	<b>PC-Software Pro</b>	ermöglicht mehrstufige Programme (mehrere Zeit- und Temperatur Schritte) unbefristeter Lizenzschlüssel	MultiControl 2 <b>242,90</b>				
1300187	<b>Protokolldrucker</b>	zur Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier Externes Gerät	MultiControl 2, MultiControl 2 Touch <b>316,90</b>				
8500496	<b>Thermopapier</b>	10 Rollen á 40 m	Protokolldrucker (1300187) <b>12,50</b>				
8582010	<b>Abluftfilter</b>	inklusive Abdampfbehälter und Abdampfschlauch 0,01 Mikron	MultiControl 2, MultiControl 2 Touch <b>500,50</b>				
8582011	<b>Filterkartusche</b>	0,01 Mikron	Ersatz für Abluftfilter (8582010) <b>264,50</b>				
1300185	<b>Mediensensor</b>	für die Sterilisation von Flüssigkeiten nur in Verbindung mit einem Neugerät erhältlich	Connect <b>363,90</b>				
8500508	<b>CertoServer</b>	lokaler Server, mit vorinstallierter Autoklav-Management-Software, für die Verwaltung von Autoklaven und automatisch Backups	Connect <b>799,50</b>				
8500212	<b>CertoCloud Premium Lizenz</b>	aktiviert SMS Benachrichtigungen, Onlinespeicher für Protokolle, Premium Remote-Support, Unbeschränkte- Echtzeit-Daten	Connect <b>263,90</b>				

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

## Zubehör für vertikale Laborautoklaven

Zubehör für vertikale Laborautoklaven					
Art.-Nr.	Artikel			Passend zu	Preis €
8583010	Drahtkorb mit Griff	ø 23 cm	Edelstahl 18/10	Aluminium Autoklaven	158,90
1300149	Drahtkorb mit Griff	ø 25 cm	Edelstahl 18/10	Edelstahl Autoklaven	158,90
1252203	Instrumentenplatte	ø 225 mm x 40 mm	Aluminium	Aluminium Autoklaven	31,90
1300155	Instrumentenplatte	ø 225 mm x 40 mm	Edelstahl	Edelstahl Autoklaven	42,50
1250499	Service Set 1	Dichtung für Deckel, Abdampfhahn, Manometer und Abdampfventil	Dichtungen für eine Deckelwartung	Aluminium Autoklaven	44,00
1310186	Service Set 2	Dichtung für Deckel, Abdampfhahn, Manometer, Regel-, Abdampf- und Sicherheitsventil	Dichtungen für eine Deckelwartung	Edelstahl Autoklaven	61,50
8582020	Abdampfbehälter	Volumen: 5 l	mit Abdampfschlauch	alle Modelle	276,90
8582016	Abdampfschlauch	Länge: 1 m		Abdampfbehälter (8582020)	32,90
8500210	PC-Software Pro	ermöglicht mehrstufige Programme (mehrere Zeit- und Temperatur Schritte)	unbefristeter Lizenzschlüssel	MultiControl	242,90
1300187	Protokolldrucker	zur Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier	Externes Gerät	MultiControl, MultiControl 2	316,90
8500496	Thermopapier	10 Rollen à 40 m		Protokolldrucker (1300187)	12,50
8582010	Abluftfilter	inklusive Abdampfbehälter und Abdampfschlauch	0,01 Mikron	MultiControl, MultiControl 2	500,50
8582011	Filterkartusche	0,01 Mikron		Ersatz für Abluftfilter (8582010)	264,50
1300185	Mediensensor	für die Sterilisation von Flüssigkeiten	nur in Verbindung mit einem Neugerät erhältlich	Connect	363,90
8500508	<b>CertoServer</b>	lokaler Server, mit vorinstallierter Autoklav-Management-Software, für die Verwaltung von Autoklaven und automatisch Backups		Connect	799,50
8500212	<b>CertoCloud Premium Lizenz</b>	aktiviert SMS Benachrichtigungen, Onlinespeicher für Protokolle, Premium Remote-Support, Unbeschränkte Echtzeit-Daten		Connect	263,90
1250000	Prüf- und Wartungspaket			alle Modelle	<b>Netto</b> 160,00
1250001	Werkseitige Validierung des Sterilisationszyklus		mit Protokoll	alle Modelle	<b>Netto</b> 260,00
8581000	Modifizierung <b>CertoClav EL</b>	mit neuer Steuerung MC2/PT100		EL	<b>Netto</b> 1.640,00

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

**Horizontale Laborautoklaven**

CertoClav Laborautoklav Vacuum Pro								
Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8500487	<b>CertoClav Vac Pro 12</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	12 l	Edelstahl	20 x 36 cm	<b>3.793,00</b>
8500487W	<b>CertoClav Vac Pro 12</b>	mit Festwasseranschluss	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	12 l	Edelstahl	20 x 36 cm	<b>3.793,00</b>
8500488	<b>CertoClav Vac Pro 18</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	18 l	Edelstahl	25 x 35 cm	<b>4.049,00</b>
8500488W	<b>CertoClav Vac Pro 18</b>	mit Festwasseranschluss	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	18 l	Edelstahl	25 x 35 cm	<b>4.049,00</b>
8500489	<b>CertoClav Vac Pro 22</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	22 l	Edelstahl	25 x 45 cm	<b>4.305,00</b>
8500489W	<b>CertoClav Vac Pro 22</b>	mit Festwasseranschluss	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	22 l	Edelstahl	25 x 45 cm	<b>4.305,00</b>
8500610	<b>CertoClav Vac Pro 45</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	8 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	45 l	Edelstahl	31,9 x 61,7 cm	<b>9.600,00</b>

Preise ab Werk exkl. MwSt.  
 Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

**Zubehör für horizontale Laborautoklaven**

Zubehör für CertoClav Vacuum Pro					
Art.-Nr.	Artikel		Passend zu	Preis €	
8500508	<b>CertoServer</b>	lokaler Server, mit vorinstallierter Autoklav-Management-Software, für die Verwaltung von Autoklaven und automatisch Backups	für alle Modelle	<b>799,50</b>	
8500212	<b>CertoCloud Premium Lizenz</b>	aktiviert SMS Benachrichtigungen, Onlinespeicher für Protokolle, Premium Remote-Support, Unbeschränkte-Echtzeit-Daten	für alle Modelle	<b>263,90</b>	
8500513	<b>Vorlage für IQ/OQ Dokumentation</b>	auf einem USB Datenträger	Vac Pro 12-22	<b>820,00</b>	
8500513	<b>IQ/OQ Dokumentation</b>	Werkseitige Validierung inklusive Dokumentation	Vac Pro 12-22	<b>3.500,00</b>	
8500514	<b>Abluftfiltration für 200 Zyklen</b>	zur sicheren Sterilisation von biologischen Gefahrstoffen	nur in Verbindung mit einem Neugerät erhältlich	für alle Modelle	<b>707,50</b>

Preise ab Werk exkl. MwSt.  
 Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

## Zubehör für horizontale Laborautoklaven

Zubehör für CertoClav Vacuum Pro					
Art.-Nr.	Artikel			Passend zu	Preis €
8500479	Tray-Set mit 3 Schubladen	mittlere Schublade 18 x 34 cm (B x L) obere und untere Schublade 14 x 34 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 12	205,00
8500480	Tray-Set mit 3 Schubladen	mittlere Schublade 22 x 33 cm (B x L) obere und untere Schublade 17 x 33 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 18	266,50
8500481	Tray-Set mit 3 Schubladen	mittlere Schublade 22 x 43 cm (B x L) obere und untere Schublade 17 x 43 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 22	276,90
8500404	Tray-Set mit 3 Schubladen	mittlere Schublade 22 x 43 cm (B x L) obere und untere Schublade 17 x 43 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 45	315,90
8500479A	Bodenplatte für Flaschen	12,5 x 32 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 12	85,50
8500480A	Bodenplatte für Flaschen	16 x 30 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 18	95,90
8500481A	Bodenplatte für Flaschen	16 x 40 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 22	106,50
8500404A	Bodenplatte für Flaschen	16 x 40 cm (B x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 45	114,50
8500401	Drahtkorb	13,5 x 13,5 x 32 cm (B x H x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 12	119,00
8500402	Drahtkorb	17 x 17 x 31 cm (B x H x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 18	159,00
8500403	Drahtkorb	17 x 17 x 41 cm (B x H x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 22	179,00
8500406	Drahtkorb	17 x 17 x 41 cm (B x H x L)	Material: Edelstahl	Vac Pro 45	376,00
8500495	Service Set 3	Türdichtung, Sicherheitsventil, Bakterienfilter		Vac Pro 12-22	172,50
8500407	Service Set 4	Türdichtung, Sicherheitsventil, Bakterienfilter		Vac Pro 45	197,90
1300187	Protokolldrucker	zur Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier	Externes Gerät	Vac Pro 12-22	316,90
8500496	Thermopapier	10 Rollen á 40 m		Protokolldrucker (1300187)	12,50
8500482	Destillationsgerät für Wasser	destilliert vollautomatisch 1,5 Liter Wasser innerhalb einer Stunde	Externes Gerät		215,00
8500499	<b>CertoClav Umkehrosiose Gerät</b> inklusive Filter	Umkehrosiose- System zur automatischen Wasserversorgung für den Autoklaven	Leitungswasseranschluss notwendig	für Modelle mit Festwasseranschluss	604,90
8500510	Sedimentfilter	muss alle 6 Monate ersetzt werden		<b>CertoClav Umkehrosiose Gerät</b>	25,90
8500511	Kohlefilter	muss alle 6 Monate ersetzt werden		<b>CertoClav Umkehrosiose Gerät</b>	25,90
8500512	Membranfilter	muss alle 30 Monate ersetzt werden		<b>CertoClav Umkehrosiose Gerät</b>	102,50
8500502	Etikettendrucker	druckt Ablaufdatum & Protokollinformationen auf ein Etikett	Externes Gerät	Vac Pro 12-22	305,50
8500503	Barcodelesegerät	ermöglicht das Sterilisationsprotokoll eines Sterilisationsgutes zu lesen	Externes Gerät	Vac Pro 12-22	81,00
8500507	Thermodirektetiketten	10 Rollen, selbstklebend, ablösbar		Etikettendrucker (8500502)	19,50

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

## Ersatzteile für CertoClav Tischautoklaven

Dichtungen			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250404	lose weiss 24 cm für Deckel	Aluminium Autoklaven	23,50
1260404	verpackt weiss 24 cm für Deckel	Aluminium Autoklaven	24,00
1300122	weiss 26 cm für Deckel	Edelstahl Autoklaven	43,90
1250433	für Sterilisationsventil Aluminium Deckel	Aluminium Autoklaven	1,90
1300483	für Sterilisationsventil Edelstahl Deckel	Edelstahl Autoklaven	2,50
1250437	für Thermometer CV-EL	CertoClav EL	3,90
1250451	für Manometer und Abdampfhahn	allen vertikalen Modellen	2,50
1250408	für Sockel schwarz 24 cm	Aluminium Autoklaven	18,50
1300026	für Sockel weiss 26 cm	Edelstahl Autoklaven	24,50
Ventile			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250304	CV-EL / Classic 125/140 °C	CertoClav EL CertoClav Classic 125/140 °C	121,00
1250302	CV-EL / Classic 115/121 °C	CertoClav EL CertoClav Classic 115/121 °C	121,00
1250320	für MultiControl / Essential 3,0 bar	CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2 CertoClav Essential	121,00
1250242	Abdampfventil Aluminium Deckel	Aluminium Autoklaven	30,50
1300123	Abdampfventil Edelstahl Deckel	Edelstahl Autoklaven	32,90
1250310	Sicherheitsventil kpl. Deckel	Aluminium Autoklaven	30,90
1300103	Sicherheitsventil kpl. Deckel	Edelstahl Autoklaven	33,90
Griffe			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250235	Deckelgriff m. Verriegelung komplett	Aluminium Autoklaven	44,50
1240239	Verriegelung 4-teilig für Reparatur	Aluminium Autoklaven	31,50
1250236	Deckelgriff mit Schraube und Mutter	Aluminium Autoklaven	26,90
1250237	Griff mit Pfeil für Kammer Aluminium	Aluminium Autoklaven	26,50
1250238	Griff ohne Pfeil für Kammer Aluminium	Aluminium Autoklaven	26,50
1250234	Deckelgriff mit Verriegelung weiss für ED	Edelstahl Autoklaven	63,90
1300086	Deckelgriff ohne Verriegelung weiss für ED	Edelstahl Autoklaven	22,90
1300012	Topfgriff mit Pfeil weiss für ED	Edelstahl Autoklaven	19,50

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

## Ersatzteile für CertoClav Tischautoklaven

Deckel			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
7940326	Deckel Alu ohne Bauteile CV-EL/MC	CertoClav EL CertoClav MultiControl	416,90
8511310	Deckel CV-EL kpl., ohne Druckbegrenzungsventil	CertoClav EL	1.034,50
8510312	Deckel MultiControl, ES Alu kpl. mit Ventil	CertoClav MultiControl CertoClav Essential	1.087,50
Bauteile			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250332	Thermometer mit Dichtung	allen vertikalen Modellen	146,90
1250330	Glassäule für Thermometer	allen vertikalen Modellen	59,90
1250334	Manometer EN837-1 KL1.6 mit Eichung	allen vertikalen Modellen	340,50
1250334A	Manometer EN837-1 KL 1.6 mit Werksbescheinigung nach EN10204	allen vertikalen Modellen	211,50
1250348	Abdampfhahn CV-EL komplett	CertoClav EL	126,90
1250194	Mutter für Manometer und Abdampfhahn	allen vertikalen Modellen	2,90
1250208	Abdampfhahn MC mit Entlüftungsdüse kpl.	CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2	205,50
1240211	Düsenplatte MC 11 mm ø	CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2	79,00
1250380	Reinigungsnadel für Entlüftungsdüse	allen vertikalen Modellen	24,90
Aluminium-Kammer mit Griff und Sockel			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
8520112	CV-EL 12 I GS	CertoClav EL 12 I GS	1.420,50
8520118	CV-EL 18 I GS	CertoClav EL 18 I GS	1.927,50
8523312	MultiControl / Essential 12 I	CertoClav MultiControl 12 I CertoClav Essential 12 I	1.467,90
8523318	MultiControl / Essential 18 I	CertoClav MultiControl 18 I CertoClav Essential 18 I	1.974,50
Sockel mit Steckdose			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250324	CV-EL 12/18 I mit oder ohne Sicherungen	CertoClav EL	126,50
1251324	MultiControl / Essential	CertoClav MultiControl CertoClav Essential	126,50
1300025	Classic / MC2	CertoClav Classic CertoClav MultiControl 2	143,50

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

## Ersatzteile für CertoClav Tischautoklaven

Kabelsatz komplett			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250357	für CV-EL ohne Sicherungen	CertoClav EL	57,90
1250356	für MultiControl Kammer Aluminium	CertoClav MultiControl	45,90
1310391	für Classic	CertoClav Classic	63,50
1310027	für MC2	CertoClav MultiControl 2	63,50
1250337	Netzkabel mit Stecker CV-EL/Classic 1250337CH = Schweizer Stecker	allen vertikalen Modellen	48,50
Steuerung			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1310243	Steuerung MultiControl 2	CertoClav EL CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2	1.254,30
1300188K	PT 100 Sensor mit Kabel	CertoClav EL CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2	226,50
1300197	Netzkabel MultiControl 2	CertoClav EL CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2	48,40
1300198	Heizkabel Multicontrol 2	CertoClav EL CertoClav MultiControl CertoClav MultiControl 2	48,40
1250360	Thermokabel grün MC Alu	CertoClav MultiControl	186,70
1250381	Netzkabel 3 m MultiControl alt	CertoClav MultiControl	48,40
1250382	Geräte kabel 1,4 m MultiControl alt	CertoClav MultiControl	48,40

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.



## Ersatzteile für CertoClav Tischautoklaven

Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1250347	Grüner Wippschalter mit Abdeckung	Aluminium Autoklaven	27,90
1250329	Temperatur-Reglerknopf CV-EL/Classic	CertoClav EL CertoClav Classic	13,50
1250338	Thermostat Regler CV-EL Alu	CertoClav EL	56,90
1230338A	Thermostat Regler Classic Edelstahl	CertoClav Classic	56,90
1250335	Bimetall-Sicherung Kammer Aluminium	Aluminium Autoklaven	24,50
1300309	Bimetall-Sicherung Kammer Edelstahl	Edelstahl Autoklaven	24,50
1250325	Heissgerätesteckdose Sockel schwarz	Aluminium Autoklaven	39,90
1240325A	Heissgerätesteckdose Sockel weiss	Edelstahl Autoklaven	39,90
1250363	Sicherung 10 Amp.	allen vertikalen Modellen	1,90
1300031	Zeitschaltuhr Classic	CertoClav Classic	54,50
1300042	Drehknopf für Zeitschaltuhr Classic	CertoClav Classic	50,50
1300036	Betriebsleuchte Classic	CertoClav Classic	51,90
Reparaturen			
Art.-Nr.	Artikel	Passend zu	Preis €
1300000	15 Minuten Arbeitszeit	Für Reparaturen nur Original-CertoClav Ersatzteile verwenden. allen Autoklaven	Netto 32,00

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.