

**Vertikale Laborautoklaven**
**CertoClav Laborautoklav EL**

Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
<b>8501312</b>	<b>CertoClav EL 12L</b>	Thermostat gesteuert	2 fix	125°C od. 140°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>1.999,00</b>
<b>8501312A</b>	<b>CertoClav EL 12L</b>	Thermostat gesteuert	2 fix	115°C od. 121°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>1.999,00</b>
<b>8501318</b>	<b>CertoClav EL 18L</b>	Thermostat gesteuert	2 fix	125°C od. 140°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.406,00</b>
<b>8501318A</b>	<b>CertoClav EL 18L</b>	Thermostat gesteuert	2 fix	115°C od. 121°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.406,00</b>
<b>8501412</b>	<b>CV EL 12L Set</b> inkl. Drahtkorb	Thermostat gesteuert	2 fix	125°C od. 140°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.095,00</b>
<b>8501412A</b>	<b>CV EL 12L Set</b> inkl. Drahtkorb	Thermostat gesteuert	2 fix	115°C od. 121°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.095,00</b>
<b>8501418</b>	<b>CV EL 18L Set</b> inkl. Drahtkorb	Thermostat gesteuert	2 fix	125°C od. 140°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.478,00</b>
<b>8501418A</b>	<b>CV EL 18L Set</b> inkl. Drahtkorb	Thermostat gesteuert	2 fix	115°C od. 121°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.478,00</b>

**CertoClav Laborautoklav MultiControl**

Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
<b>8502312A</b>	<b>CertoClav MultiControl 12L</b>	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	6 fix 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>3.489,00</b>
<b>8502318A</b>	<b>CertoClav MultiControl 18L</b>	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	6 fix 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>3.832,00</b>
<b>8502412A</b>	<b>CV MultiControl 12L Set</b> inkl. Drahtkorb	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	6 fix 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>3.554,00</b>
<b>8502418A</b>	<b>CV MultiControl 18L Set</b> inkl. Drahtkorb	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	6 fix 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>3.898,00</b>

**CertoClav Laborautoklav Essential**

Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
<b>8510173</b>	<b>CertoClav Essential 12L</b>	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	1 fix	121°C	12 l	Aluminium	24 x 26 cm	<b>2.078,00</b>
<b>8510183</b>	<b>CertoClav Essential 18L</b>	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	1 fix	121°C	18 l	Aluminium	24 x 39 cm	<b>2.250,00</b>

**Zubehör für vertikale Laborautoklaven, Aluminium**

Art.-Nr.	Artikel			Zubehör zu	Preis €
<b>8583010</b>	<b>Drahtkorb mit Griff</b>	ø 23 cm	Edelstahl	EL, MC, Essential	<b>155,00</b>
<b>1250499</b>	<b>Service Set 1</b>	Dichtungen für eine Deckelwartung	Dichtung für Deckel, Abdampfhahn & Manometer, Abdampfventil	EL, MC, Essential	<b>42,60</b>
<b>1300187</b>	<b>Protokolldrucker</b>	Extern	für die Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier	MC, Essential	<b>309,00</b>
<b>8500496</b>	<b>Thermopapier</b>	10 Rollen á 40 m	passend zu Protokolldrucker (1300187)	MC, Essential	<b>12,00</b>
<b>8582010</b>	<b>Ablufffilter</b>	0,01 Mikron	inkl. Abdampfbehälter und Abdampfschlauch	MC, Essential	<b>488,00</b>
<b>8582011</b>	<b>Filterkartusche</b>	0,01 Mikron	Ersatz für Abluffilter (8582010)	MC, Essential	<b>258,00</b>
<b>8582016</b>	<b>Abdampfschlauch</b>	Länge: 1 m	passend zu Abdampfbehälter (8582020)	EL, MC, Essential	<b>32,00</b>
<b>8582020</b>	<b>Abdampfbehälter</b>	Volumen: 5 l	inkl. Abdampfschlauch	EL, MC, Essential	<b>270,00</b>
<b>8500210</b>	<b>PC-Software Pro Lizenz</b>	ermöglicht mehrstufige Programme (mehrere Zeit- & Temperatur Schritte)		MC	<b>237,00</b>

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

**Vertikale Laborautoklaven**

CertoClav Laborautoklav Classic								
Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510174	CertoClav Classic 18L	Thermostat gesteuert mit Zeitschaltuhr	2 fix	125°C od. 140°C	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	1.990,00
8510184	CertoClav Classic 18L	Thermostat gesteuert mit Zeitschaltuhr	2 fix	115°C od. 121°C	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	1.990,00
CertoClav Laborautoklav MultiControl 2								
Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510175	CertoClav MultiControl 2 18L	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	6 fix 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	2.856,00
8510298	CertoClav MultiControl 2 Touch 18L	Mikroprozessor gesteuert mit PT100 Sensor	6 fix 2 programmierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	3.207,00
CertoClav Laborautoklav Connect								
Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510176	CertoClav Connect 18L	vollautomatisch 7" Touchscreen inkl. Cloud-Dokumentation	6 fix 2 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	25 x 35 cm	3.402,00
CertoClav Nährmedienautoklav CultureMedia								
Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
8510176	CertoClav CultureMedia 18L	vollautomatisch mit Rührwerk 7" Touchscreen	frei programmierbar	wählbar (max. 140°C)	18 l	Edelstahl	26 x 35 cm	7.500,00
Zubehör für vertikale Laborautoklaven, Edelstahl								
Art.-Nr.	Artikel					Zubehör zu		Preis €
1300149	Drahtkorb mit Griff	ø 25 cm		Edelstahl		Classic, MC 2, MC 2 Touch, Connect, CM		155,00
1310186	Service Set 2	Dichtungen für eine Deckelwartung		Dichtung für Deckel, Abdampfhahn, Manometer, Regel-, Abdampf- & Sicherheitsventil		Classic, MC 2, MC 2 Touch, Connect, CM		59,80
1300187	Protokolldrucker	Extern		für die Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier		MC 2, MC 2 Touch		309,00
8500496	Thermopapier	10 Rollen á 40 m		passend zu Protokolldrucker (1300187)		MC 2, MC 2 Touch		12,00
8582010	Abluftfilter	0,01 Mikron		inkl. Abdampfbehälter und Abdampfschlauch		MC 2, MC 2 Touch, Connect, CM		488,00
8582011	Filterkartusche	0,01 Mikron		Ersatz für Abluftfilter (8582010)		MC 2, MC 2 Touch, Connect, CM		258,00
8582016	Abdampfschlauch	Länge: 1 m		passend zu Abdampfbehälter (8582020)		Classic, MC 2, MC 2 Touch, Connect, CM		32,00
8582020	Abdampfbehälter	Volumen: 5 l		inkl. Abdampfschlauch		Classic, MC 2, MC 2 Touch, Connect, CM		270,00
8500210	PC-Software Pro Lizenz			ermöglicht mehrstufige Programme (mehrere Zeit- & Temperatur Schritte)		MC 2		237,00
1300185	Mediensensor			für die Sterilisation von Flüssigkeiten		Connect, CM		355,00
8500508	CertoServer			lokaler Server für die Verwaltung von Autoklaven und automatisch Backups		Connect		499,00

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

**Horizontale Laborautoklaven**
**CertoClav Laborautoklav Vacuum Pro**

Art.-Nr.	Artikel		Programme	Temperatur	Volumen	Kammer	Maße	Preis €
<b>8500487</b>	<b>CertoClav Vac Pro 12</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	12 l	Edelstahl	20 x 36 cm	<b>3.700,00</b>
<b>8500487W</b>	<b>CertoClav Vac Pro 12</b>	mit Festwasseranschluss	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	12 l	Edelstahl	20 x 36 cm	<b>3.700,00</b>
<b>8500488</b>	<b>CertoClav Vac Pro 18</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	18 l	Edelstahl	25 x 35 cm	<b>3.950,00</b>
<b>8500488W</b>	<b>CertoClav Vac Pro 18</b>	mit Festwasseranschluss	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	18 l	Edelstahl	25 x 35 cm	<b>3.950,00</b>
<b>8500489</b>	<b>CertoClav Vac Pro 22</b>	Stand-alone durch integrierte Wassertanks	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	22 l	Edelstahl	25 x 45 cm	<b>4.200,00</b>
<b>8500489W</b>	<b>CertoClav Vac Pro 22</b>	mit Festwasseranschluss	12 benutzerdefinierbar	wählbar (max. 134°C)	22 l	Edelstahl	25 x 45 cm	<b>4.200,00</b>

Preise ab Werk exkl. MwSt.

Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.

**Zubehör für horizontale Laborautoklaven**

Zubehör für CertoClav Vacuum Pro				
Art.-Nr.	Artikel		Zubehör zu	Preis €
8500495	Service Set 3		Türdichtung, Sicherheitsventil, Bakterienfilter	für alle Modelle 168,00
8500499	CertoClav R/O-System	Leitungswasseranschluss notwendig	Umkehrosmose- System zur automatischen Wasserversorgung für den Autoklaven	für Modelle mit Festwasseranschluss 590,00
8500510	Sedimentfilter		muss alle 6 Monate ersetzt werden	R/O System 25,00
8500511	Kohlefilter		muss alle 6 Monate ersetzt werden	R/O System 25,00
8500512	Membranfilter		muss alle 30 Monate ersetzt werden	R/O System 100,00
8500479	Tray-Set mit 3 Schubladen	Material: Edelstahl	mittlere Schublade 18 x 34 cm (B x L) obere und untere Schublade 14 x 34 cm (B x L)	Vac Pro 12 200,00
8500480	Tray-Set mit 3 Schubladen	Material: Edelstahl	mittlere Schublade 22 x 33 cm (B x L) obere und untere Schublade 17 x 33 cm (B x L)	Vac Pro 18 260,00
8500481	Tray-Set mit 3 Schubladen	Material: Edelstahl	mittlere Schublade B x L 22 x 43 cm (B x L) obere und untere Schublade 17 x 43 cm (B x L)	Vac Pro 22 270,00
8500479A	Bodenplatte für Flaschen	Material: Edelstahl	10 x 34 cm (B x L)	Vac Pro 12 64,00
8500480A	Bodenplatte für Flaschen	Material: Edelstahl	12 x 33 cm (B x L)	Vac Pro 18 74,00
8500481A	Bodenplatte für Flaschen	Material: Edelstahl	12 x 43 cm (B x L)	Vac Pro 22 84,00
1300187	Protokolldrucker		für die Protokollierung während der Sterilisation auf Thermopapier	Extern 309,00
8500496	Thermopapier		10 Rollen á 40 m	Protokolldrucker 12,00
8500502	Etikettendrucker		druckt Ablaufdatum & Protokollinformationen auf ein Etikett	Extern 298,00
8500507	Thermodirektetiketten	Selbstklebend Ablosbar	10 Rollen	Etikettendrucker 19,00
8500503	Barcodelesegerät		ermöglicht das Sterilisationsprotokoll eines Sterilisationsgutes zu lesen	Extern 79,00
8500482	Wasserdestillierer	Vollautomatisch Volumen: 3 l	destilliert 1,5 Liter Wasser innerhalb einer Stunde	Extern 210,00
8500483	Versiegelungsmaschine	Material: Edelstahl max. Schnittbreite: 250 mm	versiegelt Proben und medizinische Instrumente sauber & sicher Versiegelungstemperatur einstellbar	Extern 390,00
8500508	CertoServer	Lokale Installation der CertoCloud	kommuniziert über das firmeninterne Netzwerk mit dem Autoklaven automatische Backups aller Daten	für alle Modelle 499,00
8500212	CertoCloud Premium Lizenz		aktiviert SMS Benachrichtigungen, Onlinespeicher für 100.000 Protokolle, Premium Remote-Support, Unbeschränkte-Echtzeit-Daten	für alle Modelle 257,50
8500513	IQ/OQ Dokumentation			für alle Modelle 800,00
8500514	Abluftfiltration	inkl. Kondensat Inaktivierung	für 200 Zyklen zur sicheren Sterilisation von biologischen Gefahrstoffen	für alle Modelle 690,00

Preise ab Werk exkl. MwSt.  
Lieferungen erfolgen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen ersichtlich auf der Website.